

## EPITHELIUM 26® -KAKSOISSUOJATYNNYT

### KÄYTTÖTARKOITUS

Päkiän kipujen (esim. känsät, kuumotus, pitkäkestoinen seisominen) sekä vaivaisenluun voimakkaasta hankautumisesta johtuvan kivun ehkäisy ja lievittäminen.

### VASTA-AIHEET

- Ei saa käyttää rikkoutuneella iholla.
- Jos sinulla on valtimotulehdus, diabetes, polyneuriitti, alaraajojen neuropatia tai säärihaavoja: tuotetta ei saa koskaan käyttää haavan päällä, ja jalkaa on tarkkailtava käytön aikana. Kysy myös aina neuvoa lääkäriltä tai jalkaterapeutilta. Varpaiden väliin tuleva nauha voi aiheuttaa hankausta. Diabeettista neuropatiaa sairastavien on siis hyvä välttää tämän tuotteen käyttöä.

### VAROITIMENPITEET

- Pestävä ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Käytetään paljaalla iholla.
- Kankainen osa, jossa on painatus, tulee jalkapohjan kohdalle. Ei saa käyttää toisin päin.
- Liu'uta jalka suojatyyntyn siten, että kiinnitin tulee isovarpaan ja toisen varpaan väliin.
- Suoja kestää parhaiten, kun sen päällä käytetään sukkiä tai sukkahousuja. Sukkien tai sukkahousujen on oltava riittävän isot, jotteivät ne purista jalkaa.

### OMINAISUUDET

- Jalkaterapeuttien patentoima Epithelium 26 on erinomainen "päkiän

rasvatpajan korvike". Mekaanisten ominaisuuksiensa ansiosta geeli toimii päkiän kipua aiheuttavan ohentuneen rasvatpajan korvikkeena: se jakaa kehon painon huomattavan hyvin koko painoa kantavalle alueelle.

- Epithelium 26 -geelin käyttö jalkapohjan alueella ja vaivaisenluun vieressä (lohuena pehmikkeenä) lievittää kipua tehokkaasti aiheuttamatta kuitenkaan lisäpainetta.

Kaksoissuojatyyntynyt ovat yksinkertaisia suoja, jotka eivät korjaa vaivaisenluuta.

**ERGONOMIA:** Hyvin ohuet tyyntyn jakavat painetta, mutta vievät kuitenkin erittäin vähän tilaa. Niitä voi käyttää kaikenlaisissa kengissä.

**VINKKI:** Jos isovarvasta pystyy yhä liukuttamaan sivusuunnassa, suosittelemme EPITACT®-kaksoisoikaisijan käyttöä vaivaisenluun hoitoon.

**HOITO-OHJEET:** Konepesu 30°C:n lämpötilassa mukana toimitettavassa pesupussissa tai käsinpesu (hankaamatta). Anna kuivua itsekseen. Ei saa silittää.

**KOOSTUMUS:** 61 % polyamidi-elastaanikangasta, 39 % silikonista.

Käytetyt materiaalit ovat läpäisseet kaikki ISO-standardissa 10993-1 määritellyt ihon kanssa kosketuksiin tulevia materiaaleja koskevat viranomaistestit. Jos tuote aiheuttaa ongelmia, lopeta sen käyttö välittömästi ja ilmoita asiasta MILLET Innovation -yhtiölle. Millet Innovation ei ole vastuussa siitä, jos tuotetta käytetään valmistajan suositusten vastaisesti. Vitetkielenä on ranska. Alkuperäinen CE-merkintä: 2001.



Konepestävä 30 °C:n lämpötilassa.



Ei saa silittää eikä höyryttää.



Ei kemiallista pesua.



Ei saa valkaista.



Ei saa rumpkuivata.



Ks. pakkaus.

Millet Innovation -yhtiön tutkimustyn tulos.

**MILLET  
INNOVATION**



MILLET Innovation  
ZA Champgrand 26270 Lorial/Drôme  
FRANSA

[www.epitact.fi](http://www.epitact.fi)

N19554-B  
06/2021